

## Cinta moldeable de incisión 9948 – Marca 3 M

### Beneficios que sus clientes apreciarán

Ahora sus campos para procedimientos quirúrgicos pueden ofrecer las películas de incisión y la tecnología de adhesivos de 3. La cinta de incisión 9948 moldea en forma efectiva los contornos de cuerpo y adhiere en forma segura los bordes de la herida ya que su efecto es bacteriostática, es decir ayudan a evitar que haya recolonización bacteriana durante la cirugía, y a que las bacterias viajen hacia la herida .



### Moldeable

- Moldea los contornos del cuerpo y se estira para permitir la manipulación apropiada.

### Respirable

- Permite la transmisión del vapor de agua, para minimizar el daño en la piel

### Adhesión segura

- Adhiere en forma segura el borde de la herida, aún en procedimientos largos, reduce el riesgo de infección. Barrera de líquidos, previene la migración bacteriana hacia la herida.

### Anti- estática

- Las propiedades anti-estáticas del campo aseguran la eliminación de problemas en los procesos de manufactura y conversión, de igual manera maximiza la seguridad en la sala de cirugía.

### **Durable**

- La elasticidad y la durabilidad de la película ayuda a prevenir interferencias por presencia de líquido durante el procedimiento quirúrgico.

### **Modo Aplicación y puntos varios**

- Película Elonga
- No debe de estirarse sobre piel – Al hacerlo genera irritación debido a tensión mecánica
- Secar Piel para colocar película presionando en la piel y obtener mejores resultados

### **Cirugías Recomendadas para la Película**

- Cirugías generales - Abdominales
- Cesáreas
- Procedimientos Ginecológicos
- Urológicos
- Pediátricas
- Medianamente funcionales para cadera y rodilla según técnica a utilizar